

## GlideComfort

**De GlideComfort is een ergonomisch en economisch verantwoord hulpmiddel voor verplegend personeel waarbij de patiënt op een zeer comfortabele en veilige manier verplaatst kan worden. De cliënt kan met behulp van de GlideComfort zeer gemakkelijk behandeld, verplaatst of geheven worden via 6 handvatten.**

### Voordelen:

- Vermindert de fysieke belasting van hulpgevers
- Efficiënter werken. Bedoeld voor zijwaartse transfers.
- Ergonomisch: besparing van de rug
- Economisch, kostenbesparend: Er zijn geen onderleggers of andere onderlagen meer nodig
- Tijdswinst
- Kan tot 3 liter/m<sup>2</sup> absorberen
- Door zijn structuur zal de patiënt niet wegglijden als de rugleuning omhoog staat.
- De patiënt zal minder pijn ervaren door verminderde wrijving en druk tijdens transfer
- De patiënt kan op een comfortabele en veilige manier verplaatst worden.
- 6 Handvatten

### Kenmerken:

- De beschermstof bestaat uit meer lagen voor het absorberen van vloeistof/urine in combinatie met een glijzeil en handvaten voor de handelingen uit te voeren.
- Tot 200 kg draagkracht
- 6 handvatten aan elke kant voor een stevige en veilige grip
- Plaats de witte gladde kant onder, het groene protectie materiaal aan de bovenkant.
- De cliënt ligt rechtstreeks boven het groene beschermmateriaal.
- De GlideComfort wordt rechtstreeks op de hoes van het bed gelegd.
- Zorg ervoor dat de GlideComfort onder de schouders en heupen wordt geplaatst zodat de cliënt makkelijk verschoven kan worden zonder dat er schuifkrachten ontstaan.

### Wasinstructie:

- Aangewezen temperatuur 70°C - maximum temp. is 95°C
- Niet wassen met ritsen of Velcro materialen.
- Geen bleekmiddelen, wasverzachters of andere chemische additieven gebruiken
- Drogen kan op 70°C, max 80°C.
- Geen metalen toevoegen tijdens het wassen

### LET OP!!!

- Niet te gebruiken bij schade
- Maximum gewicht: 200 kg!
- Bij voorkeur met 2 zorgverleners werken
- Niet gebruiken met tilliften